

TBS (10×)

产品信息

产品编号	产品名称	规格
YK2247S	TBS (10×)	100m I
YK2247	TBS (10×)	500mL

产品使用说明

- ◆ TBS (10X)即为 Tris Buffered Saline (10X)。TBS (Tris Buffered Saline),中文名为 Tris 缓冲盐溶液、 Tris 盐缓冲液、TBS 缓冲液, 是生物学中常用的缓冲液,广泛用于 Western、免疫组化、免疫沉淀、免疫共沉淀、ELISA 等实验中洗涤缓冲液或封闭液等的配制。
- ◆ 本品主要由 Tris、氯化钠等组成。
- ◆ 本品使用时稀释十倍即可,如 100mL 本品加蒸馏水稀释,定容至 1L。
- ◆ 本品工作液可加入 0.1%的吐温-20 成为 TBST 缓冲液。
- ◆ 本产品也可以按照需求调整 pH 以匹配不同的实验需求。

运输与保存方法

室温运输和保存。有效期1年。

注意事项

- 1. 配制好的 TBS 缓冲液使用时间不宜超过两周。
- 2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗。
- 3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套和医用口罩操作。

地址:西安市沣西新城联东U谷•沣西科技创新谷2号楼8楼

电话: 029-83298496 网址: www.sxyksw.com

